

Link do produktu: <https://www.sklep.aqua-trend.pl/bufor-do-kalibracji-sond-ph-7-00-p-1735.html>

Bufor do kalibracji sond pH 7,00



Cena	4,99 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	Aqua-Trend

Opis produktu

Bufor o wartości odczynu **pH 7,00**

Sposób użycia:

zawartość saszetki należy wsypać do **250 ml wody demineralizowanej** (o temperaturze 25°C), zamieszać plastikową łyżeczką i poczekać do całkowitego rozpuszczenia proszku, następnie skalibrować miernik wg instrukcji przy użyciu roztworu o określonym odczynie pH.

Miernik pH należy kalibrować buforem najbardziej zbliżonym do przypuszczalnego pH roztworów, których pomiaru zazwyczaj dokonujemy. Przykładowo, jeżeli zazwyczaj mierzymy roztwory kwaśne miernik kalibrujemy buforem pH 4,00, jeżeli zasadowe kupujemy buforem o wyższym pH.

W celu zachowania dokładności pomiaru każdy miernik pH należy okresowo skalibrować. Kalibracje miernika należy rozpocząć od roztworów kwaśnych, kończąc na zasadowych.